

## Press release EO-150



### RESUMEN

Con la versatilidad de poder adaptarse a contextos desde la terapia hospitalaria hasta situaciones cotidianas y domiciliarias, el nuevo respirador Eove EO-150 permite a los profesionales de la salud brindar un tratamiento seguro y versátil a la realidad de nuestros pacientes.



## PRESENTACIÓN



Desde Air Liquide entendemos la importancia de acompañar a nuestros pacientes a sobrellevar su patología y desarrollar su vida con normalidad donde quiera que se encuentren. Es por ello que nuestro nuevo respirador EO-150 nos permite transitar junto a ellos su evolución, con la rigurosidad de contar con alarmas y modos ventilatorios predefinidos, sin perder de vista la simplicidad, permitiendo la conectividad y movilización del paciente.

El innovador concepto de EOVE *Click & Go* reafirma nuestro compromiso con la seguridad y bienestar del paciente, permitiendo la adaptabilidad a los nuevos entornos, resguardando la continuidad del tratamiento y evitando el riesgo de desconexión.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Diseñado para permitir a los médicos monitorear a los pacientes con efectividad y seguridad:

- Modalidad de flujo continuo *C-FLOW*
- Conexiones de simple rama y doble tama;
- Con válvula y con fuga;
- Variedad de modos ventilatorios;
- Modalidad para pieza bucal
- Rápida respuesta de 80 ms con volúmenes de entre 30 a 2500 ml.

Diseñado para nuestros pacientes - Movilidad y libertad:

- Uso intuitivo y amigable - seteos predefinidos y análisis de mediciones
- Portabilidad del respirador - 1,8 kg (solo módulo)
- Autonomía de 6 horas expandible hasta 18 horas con baterías externas
- Accesorios para mayor adaptabilidad